

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ METODOU real-time PCR

Příjem materiálu: NON-STOP

Odběry: Odběrové centrum GALEN, tel.: +420 465 350 664

Po: 6:00 – 10:00, Út – Pá: 6:30 – 10:00

Jméno a příjmení:	
ID:	
Zdravotní pojišťovna:	
Diagnóza:	
Druh materiálu:	
Datum a čas odběru:	
Odebral:	

Razítko (vč. IČP a podpis):

Nabídka vyšetření patogenů:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Clostridium difficile ² | <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis ¹ |
| <input type="checkbox"/> Influenza A, B a RSV ¹ | <input type="checkbox"/> Mycoplasma genitalium / hominis ¹ |
| <input type="checkbox"/> Mycobacterium tuberculosis komplex ² | <input type="checkbox"/> Neisseria gonorrhoeae ¹ |
| | <input type="checkbox"/> Ureaplasma parvum / urealyticum ¹ |
| | <input type="checkbox"/> HPV (HR HPV 16, HR HPV 18/45 a další HR HPV) ¹ |

Přijato:

Pokyny k preanalytické fázi:

• Odběrové soupravy (na vyžádání zdarma) :

¹ E-SWAB 1621 - výtěrový tampon standardní (červená), E-SWAB 1622 - výtěrový tampon flexibilní, nasofaryngeální (modrá), E-SWAB 1623 - výtěrový tampon minityp (oranžová)

² Sterilní nádobka

• Odběrové soupravy skladovat při teplotě 5 – 25°C.

• Při odběru používat beztalkové rukavice!

• Zamezit kontaktu s aplikátorem pod barevným označením lámacího bodu.

• Odebraný vzorek co nejdříve dopravit do laboratoře. V případě skladování vzorku je nutné vzorek uchovávat při teplotě 2 – 8 °C.

• Výsledek analýzy je závislý na odběru vzorku a jeho preanalytické fázi!