

FOB Gold Tube NG - test na okultní krvácení ve stolici - návod pro pacienta

Vážená paní, vážený pane,

právě jste dostal(a) speciální zkumavku, která je součástí testu pro detekci tzv. okultního krvácení ve vzorcích stolice. Abychom mohli zajistit správnost výsledku, prosíme, dodržujte předepsané pokyny:





NÁVOD PRO ODBĚR VZORKU STOLICE DO ODBĚROVÉ ZKUMAVKY **FOBGold®**

1. PŘED ODBĚREM:

Odběr vzorku provádějte v čistém a suchém prostředí.

Držte zkumavku ve **svislé poloze zeleným uzávěrem nahoru** po celou dobu odběru!

2. ODBĚR VZORKU:

			
Otevřete zelený uzávěr vybavený tenkým hrotem.	Pomocí hrotu odeberte část vzorku ze 3 různých míst.	Odstraňte přebytečný vzorek stolice z hrotu papírovým ubrouskem. Množství, které ulpí v drážkách je dostatečné!	Vložte uzávěr s hrotem do zkumavky. Pevně utáhněte.

3. PO ODBĚRU:

Umístěte zkumavku s odebraným vzorkem do igelitového sáčku. Uskladněte v **ledničce**.

Doručte odběrovou zkumavku v sáčku do **2 dnů** do laboratoře.

Zkumavku se vzorkem označte příjmením a rodným číslem, na žádanku vyplňte datum a čas odběru. Prosíme o doručení zkumavky a žádanky na adresu:

Orlickoústecká nemocnice
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Příjmové pracoviště OKBD
ČSA 1076
562 18 Ústí nad Orlicí

Neposílejte vzorky poštou poslední pracovní den v týdnu. Výsledky vyšetření obdrží ordinující lékař.

Případné dotazy zodpovíme na tel.čísle **465 710 300 (237)**, nebo e-mail okbd.oun@nempk.cz